

◎容器について（※媒体：水の場合）

・PFOS, PFOA (及び PFHxS) の場合

弊社より専用のポリ容器を準備させていただきます。

(水道水:1L ポリ容器 1 本, 環境水:1L ポリ容器 2 本)

弊社で準備できない場合は、お客様側で準備して頂くことも可能です。

ただし以下の点についてご注意下さい。

<注意点>

・新品のポリプロピレン容器をご使用下さい。

(ガラス容器は不可。吸着の可能性のある為。)

・容器は事前にメタノールを用いて溶媒洗浄をお願いします。

(※メタノールについてはメタノール 300 等、測定対象物質を含まないものを使用して下さい。)



◎採取時の注意点（※媒体：水の場合）

採水器具（バケツ，漏斗，ひしゃく等）は弊社にて準備しておりません。

お客様側にて準備頂く際は、メタノール洗浄もしくは、メタノール洗浄ができない場合は、採取現場にて十分な共洗いを実施するようお願いします。

採水器具については、テフロン等のフッ素樹脂の器具は使用しないようお願いします。

◎発送方法

発送方法はクール便にてお願いします。

	水道水	環境水
試料量	1000mL	2000mL
基準値(暫定目標値)	50ng/L 以下	50ng/L 以下
下限値	0.000005mg/L(5ng/L) PFOS:0.000005mg/L(5ng/L) PFOA:0.000005mg/L(5ng/L) PFHxS:0.000005mg/L(5ng/L)	0.0000003mg/L(0.3ng/L) PFOS:0.0000001mg/L(0.1ng/L) PFOA:0.0000002mg/L(0.2ng/L) PFHxS:0.0000001mg/L(0.1ng/L)
採取容器	1L ポリ容器 1 本	1L ポリ容器 2 本

※媒体が水以外の場合は別途弊社担当者までお問い合わせ下さい。